



# Catálogo de mascarillas



# Mascarillas

- . Lo que empieza bien, acaba bien
- . Nuestras mascarillas
- . Selector de mascarillas ResMed
- . For Her

## MASCARILLAS FACIALES

- . AirFit™ F20
- . AirTouch™ F20
- . AirFit F10
- . Quattro™ Air
- . Quattro FX
- . Mirage Quattro™
- . Ultra Mirage™
- . Mirage Liberty™

## ALMOHADILLAS NASALES

- . AirFit P10
- . Swift FX Bella™
- . Swift FX™
- . Swift™ LT

## MASCARILLAS NASALES

- . AirFit N20
- . AirFit N20 Classic
- . AirFit N10
- . Swift FX Nano™
- . Mirage™ FX
- . Mirage Activa™ LT
- . Mirage Micro

## MASCARILLAS PEDIÁTRICAS

- . Pixi™

## MASCARILLAS SIN FUGA

- . Quattro Air NV
- . Quattro FX NV
- . Ultra Mirage NV facial
- . Ultra Mirage NV nasal

## MASCARILLAS HOSPITALARIAS

- . AcuCare™ F1-0
- . AcuCare F1-1
- . AcuCare F1-4
- . Hospitalaria facial
- . Hospitalaria nasal

## CÁNULAS NASALES

- . Cánulas nasales de alto flujo AcuCare (HFNC)

## ACCESORIOS MASCARILLAS

- . Arnés Bella™ Loops
- . Protector nasal Gecko
- . Toallitas de limpieza para mascarillas CPAP

## INFORMACIÓN ÚTIL

- . Limpieza y cuidado
- . Información técnica
- . Innovación técnica

# Lo que empieza bien, acaba bien.

En ResMed no nos limitamos a suministrar mascarillas para sus pacientes. Le ofrecemos una colaboración duradera avalada por nuestra larga trayectoria en innovación de productos y nuestra clara vocación de servicio y asistencia.

El objetivo de ResMed es ofrecer una solución óptima desde el principio.

La calidad de vida de sus pacientes puede mejorar gracias a una buena calidad del sueño. Un buen comienzo en la relación entre paciente y equipo es esencial para que el paciente mantenga la adherencia a la terapia. Aspectos como la formación, la configuración, el ajuste y la monitorización requieren una importante inversión en tiempo y dinero.

- Las investigaciones han demostrado que la satisfacción con la mascarilla es un factor clave para la adherencia a la terapia PAP. De hecho, el 63% de los encuestados que afirmaron que habían abandonado la terapia PAP, lo hicieron porque la mascarilla les parecía incómoda o no les gustaba tenerla puesta<sup>1</sup>.
- Las mascarillas ResMed, además de incorporar tecnologías innovadoras, son sencillas, cómodas, fáciles de usar y se adaptan desde el primer momento, proporcionando a los pacientes el mejor comienzo posible.

Una vez que su paciente compruebe cómo mejora la calidad de su sueño, no habrá vuelta atrás.

Sabemos el valor que tiene el tiempo. Cambiar de mascarilla de forma frecuente es innecesario y genera una carga extra de trabajo y costes adicionales en productos y servicios. Como punto de conexión entre el paciente y su terapia, ResMed tiene la obligación de mantener la satisfacción del cliente noche tras noche.

- Las mascarillas ResMed se ajustan fácilmente y se llevan con comodidad desde el primer uso.
- ResMed ofrece mascarillas de alta calidad que aportan un valor superior y cuentan con un equipo de asistencia y servicio ágil y proactivo.

<sup>1</sup>DVL Smith 2013: El estudio realizó un sondeo en pacientes con apnea del sueño en EE.UU., Reino Unido, Alemania, Francia y Australia, de agosto a septiembre de 2012. Este estudio fue patrocinado por ResMed.

**MASCARILLAS  
FACIALES**



AirFit F20



AirTouch F20



AirFit F10



Quattro Air



Quattro FX



Mirage Quattro



Ultra Mirage



Mirage Liberty

**MASCARILLAS  
ALMOHADILLAS  
NASALES**



AirFit P10



Swift FX Bella



Swift FX



Swift LT

**MASCARILLAS  
NASALES**



AirFit N20



AirFit N20 Classic



AirFit N10



Swift FX Nano



Mirage FX



Mirage Activa LT



Mirage Micro

**MASCARILLAS  
PEDIATRICAS**



Pixi

**MASCARILLAS  
SIN FUGA**



Quattro Air NV



Quattro FX NV



Ultra Mirage NV facial



Ultra Mirage NV nasal

**MASCARILLAS  
HOSPITALARIAS**



AcuCare F1-0



AcuCare F1-1



AcuCare F1-4



Hospitalaria facial



Hospitalaria nasal

**CÁNULAS  
NASALES**




AcuCare HFNC

# Selector de mascarillas ResMed

El paciente ¿respira por la boca cuando duerme?

SÍ



elija una  
**mascarilla facial**




AirFit F20

o si tiene  
**piel sensible**



AirTouch F20

NO



elija **olivas**



AirFit P10

o si **prefiere**  
mascarilla nasal



AirFit N20

La serie de mascarillas “for Her” de ResMed se ha diseñado específicamente para mujeres.

para Ellas

ResMed ha creado una gama de mascarillas que cubren las necesidades específicas de las mujeres. El reconocimiento de la diferencia nos ha permitido ofrecer a las mujeres con apnea del sueño un nuevo nivel de ajuste, comodidad, opciones y adaptación a gustos personales.

Queremos ofrecer a sus pacientes lo mejor de los dos mundos: innovación y tecnología combinada con un tipo de personalización que reconoce su individualidad.



**AirFit™ P10**  
Nasal pillows mask for Her



**AirFit™ N20**  
Nasal mask for Her



**AirFit™ F20**  
Full face mask for Her



**Swift™ FX Bella**  
Nasal pillows system



## La mascarilla facial más adaptable y con broches magnéticos

La mascarilla AirFit F20 incluye la innovadora almohadilla InfinitySeal™ probada con las presiones de tratamiento más altas, y está diseñada para adaptarse cómodamente a pacientes con cualquier forma o tamaño de rostro. Según un estudio internacional, la AirFit F20 se ajusta al 96.5% de los pacientes.<sup>1, 2, 3, 4</sup>

### Sellado resistente

Gracias a su almohadilla de silicona InfinitySeal, AirFit F20 permite el movimiento a la vez que impide que se produzcan fugas y tolera los desajustes. El 86% de los pacientes preferían el sellado de la mascarilla AirFit F20 frente al de la mascarilla facial líder del mercado.<sup>1</sup>

### Comodidad

El armazón flexible con forro acolchado añade mayor comodidad al tiempo que ofrece una estabilidad total y una mayor libertad visual.

### Colocación rápida

Ponerse y quitarse la mascarilla es cómodo y fácil gracias a los broches magnéticos que permiten conectar el arnés al armazón en cuestión de segundos. El 74% de los pacientes afirmaron que la mascarilla AirFit F20 es más fácil de usar que la mascarilla facial líder del mercado.<sup>1</sup>

### Muy silenciosa: solo 21 dBA<sup>5</sup>

ResMed AirFit F20 incorpora la ventilación QuietAir™, haciendo que ésta sea la mascarilla más silenciosa de ResMed, con un nivel de ruido de solo 21 dBA. Ideal para aquellos pacientes y sus parejas que que son reacios a dormir con un equipo de terapia. Esta mascarilla reduce el ruido y el aire exhalado de forma significativa.



AirFit F20



AirFit F20  
for Her




<sup>1</sup>Estudio interno de 22 pacientes de ResMed realizado entre 26/04/2016 y 27/05/2016 en el que se comparaba la mascarilla líder del mercado con la AirFit F20. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3810791.

<sup>2</sup>Estudio de ajuste interno de la AirFit F20 de ResMed en 27 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 30/03/2016 y 04/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3751086.

<sup>3</sup>Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de ResMed en 34 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 11/04/2016 y 15/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3774922.

<sup>4</sup>Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de ResMed en 90 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 06/06/2016 y 22/06/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3830701.

<sup>5</sup>Prueba interna de ResMed: Verificación del código de difusión Newcastle (EA76) - Perturbaciones, sistema de sonido y presión; ID: A4114547.



## AirFit™ F20

Full face mask

Componente	Referencia	
Arnés	(S)	63470
	(MT)	63471
	(L)	63472
Arnés for Her		63473
Almohadilla	(S)	63467
	(M)	63468
	(L)	63469
Armazón		63465
Armazón for Her		63466
Clip para el arnés	(x2)	63475
Codo normal		63476
Codo QuietAir		63494

Talla	AirFit F20			AirFit F20 para Ella	
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Pequeña (S)	Mediana (M)
EUR 1 - con codo normal	63405	63406	63407	63408	63409
EUR 2 - con codo normal	63410	63411	63412	63413	63414
EUR 3 - con codo normal	63415	63416	63417	63418	63419
EUR 1 - con codo QuietAir	64005	64006	64007	64008	64009
EUR 4* - con codo QuietAir	64010	64011	64012	64013	64014

\*EUR 4 = EUR 2 + EUR 3 excluido ruso, estonio, húngaro y rumano

## La mascarilla facial más suave de ResMed con broches magnéticos

Con la mascarilla AirTouch F20, ResMed introduce en el mercado la primera almohadilla viscolástica reemplazable UltraSoft™. La nueva almohadilla de AirTouch ofrece a los pacientes una experiencia totalmente nueva en cuanto a comodidad y también se puede utilizar con la mascarilla AirFit™ F20.

### Gran comodidad

La mascarilla AirFit F20 está fabricada con un tejido más suave y transpirable<sup>1</sup>, que proporciona una sensación más ligera al contacto y ayuda a reducir las marcas rojas sobre la piel.

### Sellado gradual pero resistente

La almohadilla ligera y flexible se adapta de forma gradual al rostro del paciente, proporcionando un sellado seguro e impidiendo que se produzcan fugas durante la terapia.

### Compatible con AirFit F20


AirTouch F20 incorpora componentes intercambiables que también se pueden utilizar con la mascarilla AirFit F20. Las almohadillas AirTouch F20 también se pueden utilizar con las mascarillas AirFit F20 for Her, para que las mujeres también puedan disfrutar de la comodidad de una almohadilla ultrasuave junto con el inmejorable ajuste de una mascarilla específica para mujeres.

### Muy silenciosa: solo 21 dBA<sup>2</sup>

El difusor de ventilación QuietAir de la mascarilla AirTouch F20 minimiza el ruido y dispersa con suavidad el aire exhalado. Como resultado, genera solo 21 dBA de ruido, lo que la convierte en la mascarilla más silenciosa de ResMed hasta la fecha.


<sup>1</sup>Prueba interna de ResMed que compara la almohadilla viscolástica UltraSoft™ con las de silicona; ID A3622977.

<sup>2</sup>Prueba interna de ResMed: Verificación del código de difusión Newcastle (EA76) - Perturbaciones, sistema de sonido y presión; ID: A4114547.



AirTouch F20





<b>AirTouch F20</b>			
Talla	<b>Pequeña (S)</b>	<b>Mediana (M)</b>	<b>Grande (L)</b>
EUROPA*	<b>63034</b>	<b>63035</b>	<b>63036</b>

## AirTouch™ F20

Full face mask

<b>Componente</b>	<b>Referencia</b>	
Arnés	(S)	63470
	(MT)	63471
	(L)	63472
Almohadilla	(S)	63028
	(M)	63029
	(L)	63030
Armazón		63465
Clips para arnés	(x2)	63475
Codo QuietAir		63494

## Los beneficios de una mascarilla facial completa en un tamaño compacto

La mascarilla facial AirFit™ F10 forma parte de la gama AirFit de ResMed. La solución ideal para usted. Su diseño ligero y elegante aporta comodidad y facilidad de uso, mientras que su arnés y su armazón actúan de forma sinérgica para proporcionar el rendimiento y estabilidad que se espera de una mascarilla facial tradicional de ResMed.

### Gran comodidad

El diseño elegante y ligero de AirFit F10 permite que los pacientes tengan un campo de visión amplio, que les permite leer, ver la televisión, o incluso llevar gafas mientras usan la mascarilla. El 75% de los pacientes afirmaron que AirFit F10 era más cómoda que su mascarilla facial tradicional de ResMed.<sup>1</sup>

### Funcionamiento óptimo

La almohadilla de doble membrana Spring Air™ aporta un sellado seguro para optimizar el funcionamiento. Cuando se les preguntó por el sellado y la estabilidad de AirFit F10, la mayoría de los pacientes afirmaron que funcionaba mejor que su mascarilla facial tradicional de ResMed.<sup>1</sup>

### Facilidad de uso

El diseño de la mascarilla en cuatro piezas hace que sea fácil para sus pacientes desmontar, limpiar y volver a montar la mascarilla. Su diseño intuitivo facilita que su uso se integre en la rutina de su paciente a la hora de acostarse.




AirFit F10



AirFit F10  
for Her



<sup>1</sup>Estudio interno de ResMed sobre pacientes que ya usaban productos de ResMed, realizado entre el 25 de julio y el 4 de septiembre de 2013 y en el que se comparó su mascarilla facial tradicional de ResMed con la AirFit F10.



# AirFit™ F10

Full face mask

Componente		Referencia
Arnés (azul)	(S)	63165
	(MT)	63164
	(L)	63166
Arnés for Her	(S)	63167
Almohadilla	(XS)	63736
	(S)	62737
	(M)	62738
	(L)	62739
Armazón	(XS/S)	63137
	(M/L)	63138
Codo con rosca		62762

Talla	AirFit™ F10				AirFit for Her		
	Muy pequeña (XS)	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Muy pequeña (XS)	Pequeña (S)	Mediana (M)
EUR 1	<b>63104</b>	<b>63105</b>	<b>60106</b>	<b>63107</b>	<b>63142</b>	<b>63143</b>	<b>63144</b>
EUR 2	-	<b>63109</b>	<b>63110</b>	<b>63111</b>	<b>63145</b>	<b>63146</b>	<b>63147</b>
EUR 3	-	<b>63113</b>	<b>63114</b>	<b>63115</b>	<b>63148</b>	<b>63149</b>	<b>63150</b>

## La forma más ligera de obtener un buen sueño

La mascarilla ligera Quattro Air de ResMed se basa en la fiabilidad probada que ofrece la gama Quattro. Mejora la comodidad y la facilidad de uso y es un 45% más ligera<sup>1</sup> que el modelo anterior Mirage Quattro.

### **Basada en la fiabilidad de Quattro**

Quattro Air proporciona un rendimiento muy fiable en una mascarilla más fina y ligera con menos contacto sobre el rostro, lo que la hace atractiva para los pacientes.

### **Menos piezas para que el montaje sea rápido y fácil**

Quattro Air está formada por cuatro piezas, menos que la mayoría de las mascarillas faciales. Enseñar a los pacientes a utilizarla es sencillo, lo que contribuye a la adherencia a la terapia.

### **Mejor usabilidad para el paciente**

La mascarilla reduce al mínimo las complicaciones a la vez que mejora la comodidad y la estabilidad, por lo que recibirá menos llamadas para asistir a sus pacientes y esto liberará parte de su tiempo.

### **Diseño innovador para mejorar la aceptación**

Es ligera, de líneas sencillas y cómoda, lo que le ayudará a asistir a aquellos pacientes que tienen dificultades para cumplir la terapia.



<sup>1</sup>La talla mediana de Quattro Air es un 45% más ligera que la talla mediana de Mirage Quattro.



Arnés Quattro Air



Arnés Quattro Air for Her



Codo giratorio



Armazón



Almohadilla

## Quattro™ Air

Full face mask

Componente	Referencia	
Quattro™ Air Arnés	(MT)	62756
	(S)	62757
	(MT)	62759
	(S)	62758
Codo giratorio		62762
Armazón	(XS/S)	62761
	(M/L)	62761
Almohadilla	(XS)	62736
	(S)	62737
	(M)	62738
	(L)	62739

Talla	Quattro™ Air				Quattro™ Air for Her		
	Muy pequeña (XS)	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Muy pequeña (XS)	Pequeña (S)	Mediana (M)
EUR 1	62704 <sup>1</sup>	62705	62706	62707	62743	62744	62745
EUR 2	-	62709	62710	62711	62746	62747	62748
EUR 3	-	62711	62714	62715	62749	62750	62751

<sup>1</sup>No está disponible en todos los países.

## La terapia nunca fue tan fácil

Una mascarilla facial con un diseño ligero y discreto.  
La mascarilla Quattro FX es una alternativa óptima a las mascarillas faciales convencionales y es una buena opción para terapias con mascarilla facial.

### **Almohadilla con membrana que se ajusta a la zona sensible del puente nasal**

Se enrolla y se infla acomodándose sobre la nariz en lugar de presionarla.

### **Amplio campo de visión**

Su armazón, más pequeño, hace que sea más cómodo dormir de lado.

### **Ventilación integrada**

Dispersa el aire silenciosamente

### **Armazón flexible y duradero para estabilizar la mascarilla en el rostro**

Se adapta al movimiento del usuario durante el sueño.

### **Rotación del codo 360°**

Posicione el tubo para mayor comodidad.

### **Rosca**

Una forma sencilla de conectar y desconectar el tubo de ventilación.

### **Almohadilla de doble membrana Spring Air™**

Distribuye el aire uniformemente con suavidad.

### **Clips para el arnés con un solo ajuste, fáciles de abrochar y desabrochar**

Mantiene el ajuste deseado en el arnés.




Quattro FX



Quattro FX  
for Her





Talla <sup>1</sup>	Quattro™ FX			Quattro™ FX for Her	
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Pequeña (S)	Mediana (M)
EUR 1	61703	61704	61705	62518	62519
EUR 2	61706	61707	61708	62520	62521
EUR 3	61709	61710	61711	62522	62523

<sup>1</sup> Todos los sistemas de mascarillas Quattro FX vienen con el arnés (M).

## Quattro™ FX

Full face mask

Componente	Referencia
Rosca giratoria	16565
Tapón (x2)	16570
Codo (x10)	16571
Válvula y clip	61282
Conector codo (x1)	61286
Clips arnés (azul) inferiores (x10)	61287
Almohadilla (S)	61294
Almohadilla (M)	61294
Almohadilla (L)	61294
Armazón (S)	61353
Armazón (M)	61353
Armazón (L)	61353
Arnés (S)	61721
Arnés (M)	61722
Arnés (L)	61723
Arnés (S)	61730
Arnés (M)	61731
Arnés (L)	61732
Arnés (S)	61734
Arnés (M)	61733
Arnés (L)	61738
Brazos acolchados (azul)	61758
Armazón flexible (S)	61759
Armazón flexible (brazos acolchados incluidos) (M)	61760
Armazón flexible (brazos acolchados (rosa)) (L)	61761
<b>Quattro FX for Her</b>	
Arnés (S)	62506
Arnés (M)	62507
Armazón flexible (brazos acolchados incluidos) (MT)	62510
Armazón flexible (brazos acolchados incluidos) (M)	62511
Brazos acolchados (rosa)	62516
Clips arnés (gris)	62515

## Tecnología de cuarta generación

Mirage™, con su tecnología que combina la almohadilla de doble membrana Spring Air™ con el revolucionario sistema de ajuste MicroFit™, consigue que la mascarilla se ajuste perfectamente desde la primera vez.

### **Sistema de ajuste MicroFit™**

Ofrece 24 posiciones para obtener el máximo ajuste, sellado y comodidad.

### **Mirage™ con tecnología de almohadilla de doble membrana Spring Air™**

Optimiza el sellado gracias a la elasticidad proporcionada por la almohadilla.

### **Membrana elástica situada en el mentón y el puente nasal**

Mantiene el sellado y permite la apertura de la boca y el cierre de la mandíbula.

### **Codo con giro 360° y rosca para desconexión rápida**

Desconexión rápida y posicionamiento flexible del tubo.

### **Válvula antiasfixia integrada (VAA)**

Seguridad en caso de corte del flujo de aire.

### **Clip en la almohadilla**

Con pestañas que permiten quitarla fácilmente del armazón.

### **Orificios de ventilación integrados**

Minimizan el ruido y maximizan la salida de CO<sub>2</sub>.


### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.

### **Clips de ajuste fijo del amés**

Para facilitar la colocación.





Mirage Quattro™				
Talla <sup>3</sup>	Muy pequeña (XS)	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
EUR 1	<b>61204</b>	<b>61205</b>	<b>61206</b>	<b>61207</b>
EUR 2	<b>61208</b>	<b>61209</b>	<b>61210</b>	<b>61211</b>
EUR 3	<b>61228</b>	<b>61229</b>	<b>61230</b>	<b>61231</b>

<sup>1</sup>Las almohadillas incorporan clips de sujeción a la mascarilla.

<sup>2</sup>El arnés de talla S (16118) y L (16119) viene sin clips.

<sup>3</sup>Arnés estándar con tallas Mediana y Grande.

Arnés pequeño con tallas S y XS

# Mirage Quattro™

Full face mask

Componente	Referencia
Rosca giratoria	16565
Almohadilla frente	(x1) 60123
	(x10) 60124
Armazón	(XS) 61210
	(S) 61271
	(M) 61272
	(L) 61273
Clip almohadilla	(XS) 61274
	(S) 61275
	(M) 61276
	(L) 61277
Codo	61282
Válvula y clip	(x1) 61286
	(x10) 61287
Soporte frente	61288
Dial	61286
Clip y almohadilla	(XS) 61290
	(S) 61291
	(M) 61292
	(L) 61293
Tapón	(x2) 61295
	(x10) 61296
Conector codo	61294
Arnés <sup>2</sup>	(S) 16118
	(MT) 16733
	(L) 16119
Clips para arnés	(x2) 60115
	(x10) 60116
Apertura de emergencia	60618
Apertura de emergencia	

## La solución para fugas por boca

La mascarilla facial Ultra Mirage cubre la nariz y la boca, para que los pacientes reciban una terapia efectiva incluso cuando respiran por la boca, problema común en usuarios de CPAP y binivel.

### **Almohadilla Mirage de doble membrana**

Sellado y comodidad óptimos.

### **Válvula anti-sifia integrada (VAA)**

Seguridad en caso de corte del flujo de aire.

### **Soporte y almohadillas para la frente**

Aportan máxima estabilidad y confort.

### **Ventilación de aire**

Excelente para eliminar el CO<sub>2</sub> y minimizar su inhalación.

### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.

### **Rosca con giro 360° de fácil desconexión**

Permite la desconexión rápida del tubo.

### **Cuatro clips para desconexión rápida del arnés**

Permite quitarse el arnés sin necesidad de reajustarlo después.



# Ultra Mirage™

Full face mask



Ultra Mirage™ 1, 2						
Talla	Pequeña estándar	Pequeña plana	Media estándar	Media plana	Grande estándar	Grande plana
EUR (Excepto UK y FR)	<b>60610</b>	<b>60611</b>	<b>60612</b>	<b>60613</b>	<b>60614</b>	<b>60615</b>

<sup>1</sup>Incluye sujeción para codo, conexión para válvula, membrana, codo, clip para rosca y rosca.

<sup>2</sup>Incluye 5 clips para codo y 5 clips para rosca.

<sup>3</sup>Arnés estándar incluido con todas las tallas para montaje completo de mascarilla.

Componente	Referencia	
Almohadilla	(S-Std)	16604
	(M Std)	16605
	(L-Std)	16606
	(S-Sh)	16671
	(M Sh)	16672
	(LSh)	16673
Emergencia	60618	
Membrana válvula	(x1)	16617
	(x10)	16618
Clip almohadilla	(S)	16674
	(M)	16675
	(L)	16676
Rosca giratoria	16689	
Arnés	(S)	16118
	(M) <sup>3</sup>	60674
	(L)	16119
Clips para arnés	(x2)	60115
	(x10)	60116
Sujeción frente		30123
	(x10)	60124
Armazón	(S)	60670
	(M)	60671
	(L)	60672
Soporte frente	60673	
Clip rosca	60680	
Sujeción codo	16637	
Taponos	(x2)	60681
	(x10)	60682
Sujeción codo	60683	
Ventilación	(x1)	16509
	(x10)	16510
Válvula antiasfisia (Incluye piezas codo)	16613	



# Mirage™ Liberty

Full face mask

## Una mascarilla facial con libertad

Mirage Liberty es la alternativa a las mascarillas faciales convencionales. Ofrece sensación de libertad a la vez que confort y estabilidad, en una mascarilla ligera.

### **Almohadillas nasales de doble membrana**

Proporcionan un sellado óptimo entre boca y nariz.

### **Almohadilla Mirage de doble membrana**

Sellado y comodidad óptimos.

### **Codo con giro 360°**

Desconexión rápida y posicionamiento flexible del tubo.

### **Válvula antiapneia integrada (VAA)**

Seguridad en caso de corte del flujo de aire.

### **Orificios de ventilación integrados**

Minimizan el ruido y maximizan la salida de CO<sub>2</sub>.

### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.


### **Clips de ajuste fijo del amés**

Para facilitar la colocación.

### **Arnés Breathe-O-Prene® con elementos estabilizadores**

Se ajusta a diferentes formas de rostro y optimiza la estabilidad.





	<b>Mirage Liberty™</b>	
Talla¹	<b>Pequeña²</b>	<b>Grande²</b>
EUR 1	<b>61302</b>	<b>61303</b>
EUR 2	<b>61304</b>	<b>61305</b>
EUR 3	<b>61314</b>	<b>61315</b>

¹ El conjunto completo de mascarilla incluye todas las tallas de almohadillas nasales (S, M y L).

² Arnés estándar incluido con todas las tallas para montaje completo de mascarilla.

# Mirage™ Liberty

Full face mask

<b>Componente</b>		<b>Referencia</b>
Tapón	(x2)	16570
	(x10)	16571
Almohadilla boca	(S)	61330
	(L)	31331
Almohadillas nasales	(S)	61333
	(M)	61334
	(L)	61335
Armazón mascarilla	(S)	61337
	(L)	61338
Conector codo		61340
Válvula y clip	(x1)	61342
	(x10)	61343
Pieza arnés	(S)	61348
	(MT)²	61349
Pieza rosca		60014
Tubo de entrada con rosca		60926
	(x10)	60927
Clips superiores (izdo. y dcho.)		61352
Clips inferiores (izdo. y dcho.)		61353



MASCARILLAS  
ALMOHADILLAS NAALES

Una mascarilla más silenciosa para adaptarse a sus pacientes.

La mascarilla facial AirFit™P10 forma parte de la gama AirFit de ResMed. Con la misma fiabilidad y rendimiento que la Swift™ FX, AirFit P10 es un 50% más silenciosa y un 50% más ligera.

#### Más ligera

Es un 50% más ligera que nuestra mascarilla de almohadillas nasales más conocida<sup>1</sup> y ha sido diseñada para contribuir a un sueño confortable.

#### Arnés autoajutable


El arnés elástico QuickFit™ se ajusta automáticamente a la cabeza del paciente. Se puede ajustar en menos de 30 segundos<sup>2</sup>.

#### Más silenciosa

La ventilación de malla QuietAir™ es muy silenciosa, con solo 21,4 dBA<sup>3</sup>, lo que minimiza las molestias para el paciente y su pareja.

#### Simplicidad en tres piezas


Las almohadillas nasales ofrecen tallas diferenciadas por color así como orientación izquierda/derecha para que el ajuste sea rápido y sencillo.



<sup>1</sup> Estudio clínico FECSS de ResMed. Datos objetivos de ResMed (presión, fuga, uso diario medio, IAHL) recogidos de un tamaño muestra de 21 participantes.

<sup>2</sup> Estudio clínico FECSS de ResMed. El 90% de los participantes se colocaron cómodamente la mascarilla en menos de 30 segundos.

<sup>3</sup> Valores de emisión de ruido de número doble declarados (con incertidumbre de 3dBA) según la normativa ISO 4871.



Arnés QuickFit  
(azul/for Her)

Armazón

Almohadillas

	<b>AirFit P10<sup>1</sup></b>	<b>AirFit P10 for Her<sup>2</sup></b>
EUR 1	<b>62901</b>	<b>62911</b>
EUR 2	<b>62902</b>	<b>62912</b>
EUR 3	<b>62903</b>	<b>62913</b>

<sup>1</sup>La mascarilla incluye almohadillas de las tallas S, M y L y arnés de talla estándar (azul).

<sup>2</sup>La mascarilla incluye almohadillas de las tallas XS, S y M y arnés de talla pequeña (rosa).

## AirFit™ P10

Nasal pillows mask

<b>Componente</b>	<b>Referencia</b>
Arnés QuickFit (azul)	(MT) 62935
Arnés QuickFit (rosa)	(S) 62936
Armazón	62938
Almohadillas	(XS) 62930
	(S) 62931
	(M) 62932
	(L) 62933

## Un diseño pensado para ella

La gama FX ofrece ahora una opción adicional: Swift™ FX Bella y Bella Gris, con un diseño sencillo y optimizado, fácil de colocar, ligera y suave.

### **Intuitiva y fácil de colocar**

Una vez seleccionado el tamaño correcto de almohadilla, la serie Swift FX Bella apenas requiere ajustes adicionales. Esto le ayudará a ahorrar tiempo, dinero y visitas innecesarias de pacientes.

### **Compatible con Swift FX**

La serie Swift FX Bella es totalmente intercambiable con Swift FX (ambas utilizan las mismas almohadillas y tubos) para aumentar el nivel de cumplimiento del cliente.

### **Mejor adherencia a la terapia**

Su atractivo diseño hace que la serie Swift FX Bella no sea rechazada por el paciente, lo que ayuda a los usuarios a aceptar y seguir la terapia. Y al contar con pocas piezas, el sistema es fácil de limpiar y montar.


### **Sellado estable**

Las mascarillas Swift FX Bella & Bella Gray permanecen en su sitio y mantienen un sellado eficaz.

### **El cabello no es molestia**

El arnés exclusivo de Bella queda fuera de la zona del cabello para evitar molestias y enredos y aumentar el confort.






## Swift™ FX Bella

Nasal pillows system

Componente	Referencia	
Sistema de armazón	(XS)	61510
(sin arnés)	(S)	61511
	(L)	61512
Almohadillas	(XS)	61520
	(S)	61521
	(M)	61522
	(L)	61523
Tubo corto	(x1)	61528
	(x10)	61527
Pieza arnés (rosa)		61581
Pieza arnés (gris)		61582
Arnés y Swift FX		61580
Arnés combo (rosa)		
Arnés y Swift FX		61583
Arnés combo (gris)		

	Swift™ FX Bella	Swift™ FX Bella Gray
EUR 1	61561 <sup>1</sup>	61569 <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Incluye almohadillas XS, S, y M, arnés Swift FX Bella, arnés Swift FX for Her, correa trasera rosa y protectores acolchados en rosa disponibles separados.  
<sup>2</sup>Incluye almohadillas S, M y L, arnés Swift FX Bella Gray, arnés Swift FX, correa trasera azul y protectores acolchados en gris.



**ResMed**

**Swift™ FX**  
Nasal pillows system

## La que no se nota

La Swift FX es tan suave, ligera y sencilla que apenas se siente. Diseñada para que el contacto con el rostro sea mínimo, contribuye a hacer la terapia menos intimidatoria y más fácil de aceptar.

### **Intuitiva y fácil de colocar**

Una vez seleccionado el tamaño correcto de almohadilla, apenas requiere ajustes adicionales.

### **Sellado estable a altas presiones**

La mascarilla se mantiene en su sitio y mantiene un sellado efectivo incluso con las presiones de terapia más altas<sup>1</sup>

### **Mejor aceptación de los pacientes**

El atractivo diseño de la Swift FX ayuda a los pacientes aceptar mejor la terapia.

### **Amplia gama de ajustes (>95%) en una serie reducida<sup>2</sup>**

Incluye tres tallas de almohadilla para que se adapte a la mayoría de los pacientes. También hay una talla muy pequeña (XS) disponible.

### **Fácil de manejar**

Como tiene pocas piezas, es fácil de limpiar y montar.


### **Fácil de recomendar o prescribir**

La guía de usuario y la asistencia online facilitan la formación a usuarios y personal.



<sup>1</sup>Probada hasta 20 cm H<sub>2</sub>O en ensayos clínicos.

<sup>2</sup>Basado en investigaciones de mercado realizadas por ResMed.



# Swift™ FX


Nasal pillows system

Componente	Referencia	
Almohadillas	(XS)	61520
	(S)	61521
	(M)	61522
	(L)	61523
Tubo corto	(x1)	61528
	(x10)	61527
Arnés (azul)	61529	
Protectores acolchados (gris)	61530	
Arnés (rosa)	61543	
Protectores acolchados (rosa)	61544	

	Swift™ FX <sup>1</sup>	Swift™ FX for her <sup>2</sup>
EUR 1	<b>61501</b>	<b>61545</b>
EUR 2	<b>61502</b>	<b>61546</b>
EUR 3	<b>61503</b>	<b>61567</b>

<sup>1</sup>Incluye almohadillas de las tallas S, M y L y arnés de talla estándar (azul).

<sup>2</sup>Incluye almohadillas de las tallas XS, S y M y arnés de talla pequeña (rosa).



**ResMed**

**Swift™ LT**  
Nasal pillows system

## Menos es más

Unas almohadillas nasales ideales para dormir de lado, con mínimo contacto facial y máxima estabilidad. Proporciona un ajuste flexible con opciones de personalización del confort.

### **Almohadillas nasales**

Aportan un sellado cómodo y eficaz.

### **Brazos con almohadillas giratorias**

Para ajustar el ángulo de la almohadilla.

### **Tubo intercambiable con rosca y codo giratorio**

Ofrece flexibilidad para dormir cómodamente en múltiples posiciones.

### **Ventilación con difusión**

Dispersa el aire silenciosamente para no molestar al compañero de cama.


### **Incluye tres tallas de almohadillas: S, M, L**

Reduzca así el inventario de piezas.

### **Arnés cómodo y estable Breathe-O-Prene®**

Se adapta a diferentes formas de rostro.





# Swift™ LT

Nasal pillows system

Componente		Referencia
Hebilla trasera	(x1)	60558
	(x10)	60559
Almohadillas	(XS)	60574
	(S)	60571
	(M)	60572
	(L)	60573
Armazón		60575
Tubo corto		60577
Pieza arnés		60578
Hebilla superior	(x1)	60579
	(x10)	60580
Retenedor de tubo		60586

	Swift™ LT <sup>1</sup>
EUR 1	<b>60561</b>
EUR 2	<b>60562</b>
EUR 3	<b>60563</b>

<sup>1</sup>Incluye almohadillas tallas S, M y L. Las almohadillas talla XS se venden por separado.



**MACARILLAS**  
NAsALES

## La mascarilla nasal compacta diseñada para adaptarse fácilmente a todos los pacientes

AirFit N20 ofrece a los pacientes un amplio campo de visión y facilita sus movimientos gracias a la almohadilla de silicona InfinitySeal™, que proporciona un sellado resistente, independientemente de la forma o el tamaño del rostro. Según un estudio internacional, AirFit N20 se adapta al 99,4% de los pacientes.<sup>1</sup>

### Fácil de colocar

Sus pacientes sabrán colocársela desde la primera vez. La almohadilla de silicona se adapta a los diferentes tamaños y formas del rostro y se abrocha fácilmente gracias a sus clips magnéticos. Una elección avalada por los pacientes: el 92% de los pacientes afirmaron que preferían AirFit N20 a la mascarilla nasal líder del mercado.<sup>2</sup>

### Libertad visual

Permite a los pacientes ver y realizar más tareas en la cama gracias a que su armazón queda situado bajo los ojos, a la par que ofrece una estabilidad integral y un menor contacto facial.

### Comodidad

Ligereza y suavidad, por todos lados, desde la almohadilla hasta el armazón y el arnés. El 88% de los pacientes valoraron AirFit N20 como la mascarilla nasal más cómoda del mercado.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Estudio de ajuste global interno de ResMed AirFit N20 de 159 pacientes existentes de ResMed realizado el 12/11/2015; ID A3697629.

<sup>2</sup>Estudio interno de ResMed de 24 pacientes existentes de ResMed realizado entre 23/11/2015 y 21/12/2015 en el que se comparaba la mascarilla líder del mercado con la AirFit N20; ID A3695085.





## AirFit™ N20

Nasal mask

Componente	Referencia
Arnés	(S) 63560 (MT) 63561 (L) 63562
Arnés for Her	63558
Almohadilla	(S) 63550 (M) 63551 (L) 63552
Armazón	63566
Armazón for Her	63567
Clip magnético	(x2) 63564
Codo y tubo corto	63565

Talla	AirFit N20			AirFit N20 for Her
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Mediana (M)
EUR 1	63509	63511	63512	63510
EUR 2	-	63514	63515	63513
EUR 3	-	63517	63518	63516

## Soporte adaptable para la frente y ajuste flexible con resultados fiables

La mascarilla AirFit™ N20 Classic, perteneciente a la familia AirFit 20, ofrece un ajuste seguro y flexible para los pacientes que prefieren una mascarilla clásica. El armazón adaptable se ajusta con el movimiento, manteniendo el soporte y la fiabilidad del sellado.

### **Armazón adaptable**

El sencillo diseño de la AirFit N20 Classic esconde un innovador armazón adaptable que ajusta la tensión de la mascarilla como respuesta al movimiento del paciente. El resultado aporta estabilidad, flexibilidad y libertad de movimiento sin comprometer el sellado.


### **Ajuste y almohadillas flexibles**

Las mascarillas nasales AirFit N20 y AirFit N20 Classic utilizan la misma almohadilla de silicona InfinitySeal™, que se adapta automáticamente a diferentes formas y tamaños de rostro. Tolera errores de talla y desajustes durante la terapia, funcionando de forma fiable a cualquier presión requerida por el paciente.

### **Suave y delicada**

La comodidad y la adherencia van de la mano. La mascarilla AirFit N20 Classic es suave al contacto con la piel y fue especialmente concebida para este fin. El arnés acolchado ayuda a los pacientes a implicarse en el tratamiento de forma rápida y cómoda.





Codo

Armazón

Almohadilla

Arnés

AirFit N20 Classic			
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
EUR 1	<b>63710</b>	<b>63711</b>	<b>63712</b>
EUR 2	<b>63713</b>	<b>63714</b>	<b>63715</b>
EUR 3	<b>63716</b>	<b>63717</b>	<b>63718</b>

## AirFit™ N20 CLASSIC

Nasal mask

Componente	Referencia
Arnés	(S) 63760 (MT) 63761
Almohadilla	(S) 63550 (M) 63551 (L) 63552
Armazón	63766
Codo	63765

## Rendimiento sin esfuerzo

La mascarilla nasal compacta AirFit N10 pertenece a la familia AirFit 10. Con un ajuste sencillo e intuitivo, AirFit N10 es cómoda de llevar y su armazón situado bajo la línea de los ojos proporciona un amplio campo de visión.

### **Libertad visual**


Gracias a un diseño compacto y a un armazón elegante que se sitúa debajo de los ojos, AirFit N10 permite que los pacientes disfruten de una visión sin restricciones.

### **Confort**

El arnés con la almohadilla suave SoftEdge™ y los brazos acolchados opcionales contribuyen a la satisfacción del paciente. El sistema de ventilación difusa dispersa suavemente el aire exhalado.

### **Simplicidad**

Los clips con alineación automática EasyClick™ fijan el armazón al arnés con facilidad. Además, tiene una almohadilla con un sistema de retención sencillo y un tubo corto integrado robusto, pero muy flexible.





## AirFit™ N10

Nasal mask

Componente	Referencia	
Arnés (azul)	(MT)	63260
	(S)	63262
Arnés for Her	(S)	63261
Almohadilla	(MT)	63240
	(S)	63241
	(W)	63242
Armazón	(MT)	63270
Clip para el arnés	(x10)	63280

Talla	AirFit™ N10			AirFit™ N10 for Her
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Ancho	Pequeña (S)
EUR 1	63227 <sup>1</sup>	63209	63211	63210
EUR 2	-	63212	63214	63213
EUR 3	-	63215	63217	63216

<sup>1</sup>No está disponible en todos los países.

## La mascarilla compacta para respirar sin problemas

Incluye una suave almohadilla nasal de perfil bajo con un arnés de tamaño mínimo que deja libre gran parte del rostro. Por fin sus pacientes pueden llevar algo cómodo.

### **Basada en la calidad de la serie Swift™ FX**

Swift™ FX Nano ofrece un tamaño pequeño, junto con la libertad visual, fiabilidad y comodidad por la que es conocida la familia Swift, pero con la misma facilidad para respirar que ofrece una almohadilla nasal.

### **Ajuste solo la primera vez**

Se coloca rápidamente y requiere un mínimo ajuste una vez colocada, lo que contribuye a ahorrar tiempo, dinero y visitas innecesarias de los pacientes.

### **Fácil de montar después de la limpieza**

Swift™ FX Nano se compone de menos piezas que la mayoría de las mascarillas nasales (solo tres: arnés, almohadilla y tubo) y es fácil de utilizar.

### **Sellado cómodo y seguro**

La articulación rota 360° para mantener un sellado efectivo, aportando comodidad gracias a su flexibilidad adaptable.

### **Concebida para la buena aceptación del paciente**

Swift™ FX Nano es pequeña y ligera, con un arnés mínimo, lo que anima a los pacientes a aceptar y seguir la terapia.





	Swift™ FX Nano		Swift™ FX Nano for Her
Talla	Normal <sup>1</sup>	Ancha <sup>1</sup>	Pequeña <sup>2</sup>
EUR 1	62202	62253	62203
EUR 2	62204	62255	62257
EUR 3	62203	62205	62207

<sup>1</sup>Incluye almohadilla (Normal o ancha), Conjunto de armazón (gris), y conjunto de arnés Swift FX Nano (gris).

<sup>2</sup>Incluye almohadilla (Pequeña), Conjunto de armazón (rosa), y conjunto de arnés Swift FX Nano for Her (rosa).

## Swift™ FX Nano

Nasal mask

Componente	Referencia	
Conjunto arnés (Incluye arnés de silicona, correa trasera y protectores acolchados)	Gris (MT)	62248
	Rosa (S)	62248
Almohadillas	(MT)	62230
	(W)	62281
	(S)	62231
Conjunto armazón (gris)	(x1)	62236
	(x10)	62237
Protectores acolchados (gris)	(x2)	61530
Protectores acolchados (rosa)	(x2)	61544



**Mirage™ FX**  
Nasal mask

Un ajuste. Una solución. Una para todos.

El equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. Mirage™ FX es la mascarilla que estaba esperando: calidad, funcionalidad y facilidad de uso. Todo en uno.

**Soporte frontal flexible y con alas**

Permite el ajuste dinámico de la mascarilla.

**Armazón ligero pero robusto**

Con la fuerza necesaria para estabilizar la mascarilla sobre el rostro y la suavidad necesaria para tolerar los movimientos del usuario durante el sueño.

**Almohadilla de doble membrana Mirage™ con tecnología Spring Air™**

Distribuye la presión con mucha suavidad sobre el puente nasal, reduciendo las molestias en esta zona sensible.

**Ventilación difusa**

Dispersa el aire silenciosamente para no molestar al compañero de cama del paciente.

**Arnés con correas**

Simplifique el enganche y desenganche del arnés manteniendo su ajuste seleccionado. Su mascarilla siempre lista para colocar y utilizar.

**Codo con botones laterales de apertura**

Para conectar y desconectar el codo del armazón fácilmente.

**Arnés SoftEdge™**

Un arnés suave al contacto con el rostro, que reduce las marcas y las molestias.





# Mirage™ FX

Nasal mask

Componente		Referencia
Arnés (gris)	(MT)	62110
Arnés (gris)	(S)	62138
Almohadilla	(MT)	62111
Armazón	(MT)	62113
Conector codo		62114
Arnés for Her (rosa)	(S)	62129
Almohadilla for Her	(S)	62136
Armazón for Her	(S)	62143

	Mirage™ FX <sup>1</sup>	Mirage™ FX for Her <sup>2</sup>
EUR 1	<b>62100</b>	<b>62132</b>
EUR 2	<b>62101</b>	<b>62133</b>
EUR 3	<b>62102</b>	<b>62139</b>

<sup>1</sup>Incluye almohadilla, armazón y Arnés (gris) de talla normal.

<sup>2</sup>Incluye almohadilla, armazón y Arnés (rosa) de talla pequeña.



# Mirage™ Activa LT

Nasal mask

Concebido para adaptarse a diferentes formas de rostro

Una mascarilla nasal de ResMed con tecnología exclusiva ActiveCell™ que ofrece funcionalidad y confort y se adapta a los movimientos del paciente.

#### **Almohadilla de doble membrana Mirage™ con tecnología ActiveCell™**

Se hincha para adaptarse a los movimientos del paciente y a las variaciones de presión.

#### **Sistema de ajuste MicroFit™**

Ofrece 24 posiciones para obtener el máximo ajuste, sellado y comodidad.

#### **Clip en la almohadilla**

Con pestañas que permiten quitarla fácilmente del armazón.

#### **Codo con giro 360° y rosca para desconexión rápida**

Desconexión rápida y posicionamiento flexible del tubo.

#### **Ventilación difusa**

Dispersa el aire silenciosamente para no molestar al compañero de cama del paciente.

#### **Clips de ajuste fijo del arnés**

Para facilitar la colocación.

#### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.

#### **Arnés cómodo y estable Breathe-O-Prene®**

Se adapta a diferentes formas de rostro.





Mirage™ Activa LT				
Talla	Pequeña <sup>1, 3</sup>	Mediana <sup>1, 4</sup>	Grande <sup>1, 4</sup>	Grande Ancha <sup>1, 4</sup>
EUR 1	60186	60151	60152	60153
EUR 2	60187	60154	60155	60156
EUR 3	60188	60157	60158	60159

<sup>1</sup>Arnés estándar incluido con todas las tallas para montaje completo de mascarilla.

<sup>2</sup>El arnés de talla S (16118) y L (16119) vienen sin clips.

<sup>3</sup>Armazón pequeño incluido con el conjunto completo de mascarilla de talla pequeña.

<sup>4</sup>Armazón estándar incluido con los conjuntos de mascarillas de talla mediana, grande y grande ancha.

# Mirage™ Activa LT

Nasal mask

Componente	Referencia	
Arnés	(S) <sup>2</sup>	16118
	(MT)	16733
	(L) <sup>2</sup>	16119
Codo		16387
Soporte frente		16393
Conector codo		16399
Rosca giratoria		16565
Clips para arnés	(x2)	16569
	(x10)	16734
	(x2)	16570
Tapón	(x10)	16571
Almohadilla para soporte frontal	(x1)	60123
	(x10)	60124
Clip almohadilla	(MT)	60176
Almohadilla (incluye clip)	(S)	60197
	(S)	60198
Almohadilla y clip	(M)	60177
	(L)	60178
	(LW)	60179
	(S)	60193
Armazón mascarilla	(MT)	60180
Dial		61289

## Sellado comprobado y ajuste perfecto

Una mascarilla nasal de ResMed que permite personalizar el ajuste, sellado y confort.

### **Almohadilla Mirage de doble membrana**

Sellado y comodidad óptimos.

### **Sistema de ajuste MicroFit**

24 posiciones disponibles para obtener el ajuste, sellado y confort óptimos para cada paciente.

### **Almohadilla sin clips**

Para retirar la almohadilla del armazón con facilidad.

### **Ventilación difusa**

Dispersa el aire silenciosamente para no molestar al compañero de cama del paciente.

### **Codo con giro 360° y rosca para desconexión rápida**

Desconexión rápida y posicionamiento flexible del tubo.

### **Codo con particiones**

Contribuye a la expulsión del CO<sub>2</sub> y reduce el ruido.


### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.

### **Arnés cómodo y estable Breathe-O-Prene®**

Se adapta a diferentes formas de rostro.





# Mirage™ Micro

Nasal mask

Componente	Referencia	
Arnés	(S)	16118
	(MT) <sup>2</sup>	16733
	(L)	16119
Codo		16387
Soporte frente		16393
Conjunto de codo <sup>3</sup>		16399
Rosca giratoria		16565
Clips para arnés	(x2)	16569
	(x10)	16734
Tapón	(x2)	16570
	(x10)	16571
Almohadilla para soporte frontal	(x1)	60123
	(x10)	60124
Almohadilla	(S) <sup>1</sup>	16388
	(M)	16389
	(L)	16390
	(LW)	16391
	(XL)	16392
Armazón mascarilla	(MT)	16394
	(S) <sup>1</sup>	16395

Talla	Mirage™ Micro				
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Grande Ancha	Extra Grande
EUR 1	16338	16339	16340	16341	16342
EUR 2	16343	16344	16345	16346	16347
EUR 3	16348	16349	16350	16351	16352

<sup>1</sup>Armazón pequeño incluido con el conjunto completo de mascarilla de talla pequeña.

<sup>2</sup>Armazón estándar incluido con el conjunto completo de mascarilla de talla pequeña.

<sup>3</sup>El conjunto de codo incluye el codo y la rosca.



**MASCARILLAS**  
PEDIÁTRICAS

## Pensadas para los peques y sus familias

Pixi no es simplemente una mascarilla de adulto en tamaño pequeño. Es una mascarilla pediátrica exclusiva que ha sido diseñada desde el principio teniendo en cuenta la estructura ósea, características faciales y sensibilidad de la piel de los niños.

### **Arnés cómodo Breath-o-prene®**

Diseño sencillo con tres puntos de ajuste.

### **Almohadilla suave y cómoda**

La delgada almohadilla de silicona de membrana simple minimiza la presión sobre la piel sensible de los niños sin comprometer el sellado.

### **Dos posiciones de tubo**

El tubo se puede mover a los lados de la almohadilla en función de la postura en la que duerma el niño.

### **Entrada de oxígeno/monitorización del sueño**

Permite la conexión directa de tubos de oxígeno o presión para la monitorización.

### **Tubo ligero Spring-flex**

Se estira y se dobla fácilmente para que no se quede bloqueado o atascado con los movimientos del niño durante el sueño.

### **Presilla de retirada**

Ayuda a quitarse la mascarilla rápidamente deshaciendo el ajuste del arnés.

### **Presilla de emergencia**

Suelte la presilla aún más rápido en caso de emergencia tirando fuerte de la correa inferior del arnés.





# Pixi™

Paediatric mask

Componente	Referencia
Almohadilla	61033
Arnés	61034
Sistema de armazón sin arnés (incluye armazón, almohadilla, tubo y conexión)	61035

	Pixi™
EUR 1 & 2	<b>61308</b>
EUR 3	<b>61032</b>



**MASCARILLAS**  
SIN FUGA



Quattro™ Air NV  
Non-vented full face mask

## Quattro Air NV: la facial más ligera

Un entorno hospitalario atareado requiere una mascarilla que proporcione un tratamiento de alta calidad con mínimas complicaciones. Asimismo, los pacientes que reciben ventilación no invasiva (VNI) a largo plazo requieren una mascarilla que sea cómoda y fácil de usar. La mascarilla Quattro™ Air NV de ResMed cumple todos estos requisitos en una mascarilla ligera diseñada para satisfacer una serie de necesidades en el hospital y el domicilio.

### Confort

El arnés Soft-Edge™ está fabricado con un material de alta calidad con el borde enrollado que es agradable para la piel. Su diseño ligero también puede ayudar a minimizar las molestias cutáneas para aumentar la comodidad del paciente en el uso a largo plazo.

### Eficiencia

La Quattro Air NV ha sido diseñada para lograr que el comienzo de la VNI sea fácil y eficaz. Su almohadilla Spring Air™ está diseñada para proporcionar un sellado seguro en toda la mascarilla.

### Simplicidad


Solo consta de cinco piezas, por lo que se monta en un instante. Además, gracias a su clip de liberación rápida con cordón, se puede retirar con rapidez y fácilmente en caso de urgencia.



# Quattro™ Air NV

Non-vented full face mask

Componente	Referencia	
Arnés	(S)	62821
	(MT)	62820
Almohadilla	(XS)	62823
	(S)	62824
	(M)	62825
	(L)	62826
Armazón	(XS/S)	62760
	(M/L)	62761
Codo		62827
Clip de liberación rápida con cordón		62848



Talla <sup>1, 2</sup>	Quattro™ Air sin fuga			
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Ancha
EUROPA	62782	62783	62784	62785

<sup>1</sup>El sistema de mascarilla XS viene con el arnés de talla pequeña.

<sup>2</sup>Los sistemas de mascarilla S, M y L vienen con el arnés de talla estándar.

## La terapia nunca fue tan fácil

Muy ligera y discreta, la mascarilla facial Quattro™ FX sin fuga (NV) ofrece fiabilidad y confort para la ventilación no invasiva en el entorno hospitalario o domiciliario.

### **Amplio campo de visión y sensación de libertad**

Una mascarilla facial que deja libre la mitad del puente nasal.

### **Membrana que se ajusta a la zona sensible del puente nasal.**

Se enrolla y se infla suavemente sobre la nariz en lugar de presionarla.

### **Armazón transparente que ayuda al cuidador a ver fácilmente**

los posibles cambios en el rostro del paciente.

### **Armazón flexible y robusto para estabilizar la mascarilla en el rostro**

con la suavidad necesaria para acomodar el movimiento del paciente.

### **Rotación del codo 360°**

Posiciona el tubo para mayor comodidad.

### **Codo azul para mayor seguridad**

Diseñado específicamente para que no se pueda confundir con el codo transparente de las mascarillas con fuga de ResMed.

### **Almohadilla de doble membrana Spring Air™**

distribuye la presión de forma suave y uniforme.

### **Clips para el amés con un solo ajuste, fáciles de abrochar y desabrochar**

Mantienen el ajuste establecido para el amés.





# Quattro™ FX NV

Non-vented full face mask

Componente	Referencia	
Armazón	(S)	61745
	(M)	61746
	(L)	61747
Brazos acolchados		61758
Almohadilla	(S)	61721
	(L)	61722
	(M)	61723
Armazón flexible	(S)	61759
	(M)	61760
	(L)	61761
Clips		61753
Tapón	(x2)	16570
	(x10)	16571
Arnés	(MT)	61733
	(S)	61734
	(L)	61738
Codo		61762

Quattro™ FX sin fuga			
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
EUR 1	<b>61742</b>	<b>61743</b>	<b>61743</b>
EUR 2	<b>61749</b>	<b>61750</b>	<b>61751</b>
EUR 3	<b>61752</b>	<b>61753</b>	<b>61754</b>

1 Todos los sistemas de mascarillas Quattro FX vienen con el arnés de talla mediana (M).



# Ultra Mirage™ NV

Non-vented full face mask

## Una elección estable para la ventilación no invasiva

La gama de mascarillas Ultra Mirage sin fuga ofrece excelente sellado, estabilidad y confort para terapias de ventilación no invasiva de largo plazo en entornos hospitalarios o domiciliarios.

### **Almohadilla Mirage de doble membrana**

Confort y sellado óptimo.

### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.

### **Codo con giro 360°**

Proporciona flexibilidad en la posición del tubo para tener libertad de movimiento.

### **Soporte y almohadillas ajustables para la frente**

Aportan máxima estabilidad y confort

### **Clips de liberación rápida con soltado de emergencia**

Permite quitarse el arnés sin necesidad de reajustarlo después.


### **Arnés rápido de ajustar**

Lo último en facilidad de ajuste.

### **Codo azul sin fuga**

Permite identificarla claramente como mascarilla sin fuga.





## Ultra Mirage™ NV

Non-vented full face mask

Componente		Referencia
Almohadillas para frente	(x2)	16561
	(x10)	16574
Soporte frente		16562
Armazón	(S)	60675
	(M)	60676
	(L)	60677
Codo		60678
Arnés		60917
Conector/es tubo	(x1)	60913
Correa de soltado de emergencia		60618
Conector recto		60699

Mascarilla facial Ultra Mirage™ NV						
Talla	Pequeña estándar	Pequeña plana	Media estándar	Media plana	Grande estándar	Grande plana
EUR 1	60643	60642	60645	60644	60647	60646
EUR 2	60648	60649	60650	60551	60652	60653

Información para el usuario disponible en los siguientes idiomas:

EUR 1: Inglés, alemán, francés español, italiano, portugués y holandés.

EUR 2: Inglés, sueco, noruego, danés y finés.



## Ultra Mirage™ NV

Non-vented nasal mask

### Una elección estable para la ventilación no invasiva

La gama de mascarillas Ultra Mirage sin fuga ofrece excelente sellado, estabilidad y confort para terapias de ventilación no invasiva de largo plazo en entornos hospitalarios o domiciliarios.

#### **Almohadilla Mirage de doble membrana**

Confort y sellado óptimo.

#### **Acceso fácil a los puertos de presión y oxígeno**

Comodidad de control y suministro de oxígeno.

#### **Codo con giro 360°**

Proporciona flexibilidad en la posición del tubo para tener libertad de movimiento.

#### **Soporte y almohadillas ajustables para la frente**

Aportan máxima estabilidad y confort

#### **Clips de liberación rápida con soltado de emergencia**

Permite quitarse el arnés sin necesidad de reajustarlo después.

#### **Arnés rápido de ajustar**

Lo último en facilidad de ajuste.

#### **Codo azul sin fuga**

permite identificarla claramente como mascarilla sin fuga.





## Ultra Mirage™ NV

Non-vented nasal mask

Componente	Referencia
Almohadillas para frente (x2)	16561
(x10)	16574
Soporte frente	16562
Armazón	60915
Conector codo	60916
Arnés	60917
Conector/es tubo (x1)	60913

Mascarilla nasal sin fuga Ultra Mirage™			
Talla	Estándar	Grande (L)	Plana
EUROPA	60401	60402	60403



**MASCARILLAS  
HOSPITALARIAS**

## Rapidez, estabilidad y éxito en VNI

AcuCare F1-0 forma parte de la gama de mascarillas desechables de alta calidad de ResMed para uso hospitalario. Diseñada para conseguir una rápida aceptación del paciente en ventilación no invasiva (VNI), AcuCare F1-0 es una mascarilla sin fuga para ventiladores con doble circuito, o circuito sencillo con válvula espiratoria integrada.

Gama de mascarillas AcuCare: características principales

### Fácil de elegir

Cada mascarilla abarca una amplia gama de características y perfiles faciales, lo que facilita la selección. Las mascarilla es fácilmente identificable por su código de color y es compatible con los circuitos de ventilación comunes de los hospitales de todo el mundo, por lo que no es necesario adaptar o intercambiar piezas.

### Ajuste rápido y fácil

Arnés con tres puntos de ajuste que no se deshace al quitarla y sencillos clips para colocarla.


### Un sellado fiable

La tecnología exclusiva de las almohadillas de ResMed proporciona un sellado rápido y fiable que minimiza las fugas y reduce los puntos de presión, sin necesidad de soporte frontal.

### Ajuste para el éxito

Las mascarillas AcuCare proporcionan un ajuste seguro y estable sin comprometer la comodidad del paciente (riesgo de marcas cutáneas), por lo que son más susceptibles de cumplir el tratamiento.

**A tener en cuenta:** Esta mascarilla se debe utilizar con equipos de circuitos respiratorios o ventilación por presión positiva (PPV) que proporcionen su propio método de espiración o gases suplementarios. Para presiones de terapia de 0-40 cm H<sub>2</sub>O.



El codo de color azul indica que la mascarilla es de tipo sin fuga y que no dispone de válvula antiapneia (VAA); debe usarse con un circuito ventilado.



Talla	NV AcuCare F1-0 FFM (uso para un solo paciente hasta 7 días)					
	Pequeña (S)		Mediana (M)		Grande (L)	
	20 uds	5 uds	20 uds	5 uds	20 uds	5 uds
EUR 1	60759	60786	60760	60787	60761	60788
OTROS	60768	-	60769	-	60770	-

## Rapidez, estabilidad y éxito en VNI

AcuCare F1-1 forma parte de la gama de mascarillas desechables de alta calidad de ResMed para uso hospitalario. Diseñada para que el paciente se adapte rápidamente la ventilación no invasiva (VNI), la mascarilla AcuCare F1-1 es una mascarilla no invasiva con válvula antiapneia integrada (VAA) para uso con circuito de rama única con puerto de exhalación en ventilación con fuga.

Gama de mascarillas AcuCare: características principales

### Fácil de elegir

Cada mascarilla abarca una amplia gama de características y perfiles faciales, lo que facilita la selección. Las mascarillas son fácilmente identificables por su código de color y es compatible con los circuitos de ventilación comunes de los hospitales de todo el mundo, por lo que no es necesario adaptar o intercambiar piezas.

### Ajuste rápido y fácil

Arnés con tres puntos de ajuste que no se deshace al quitarla y sencillos clips para colocarla.


### Un sellado fiable

La tecnología exclusiva de las almohadillas de ResMed proporciona un sellado rápido y fiable que minimiza las fugas y reduce los puntos de presión, sin necesidad de soporte frontal.

### Ajuste para el éxito

Las mascarillas AcuCare proporcionan un ajuste seguro y estable sin comprometer la comodidad del paciente (riesgo de marcas cutáneas), por lo que son más susceptibles de cumplir el tratamiento.

**A tener en cuenta:** Esta mascarilla se debe utilizar con equipos de circuitos respiratorios o ventilación por presión positiva (PPV) que proporcionen su propio método de espiración o gases suplementarios. Para presiones de terapia de 3-40 cm H<sub>2</sub>O.



El codo transparente indica que la mascarilla contiene una VAA; debe usarse con un circuito ventilado. El punto azul indica que la mascarilla es de tipo sin fuga.



Talla	NV AcuCare F1-1 FFM (uso para un solo paciente hasta 7 días)					
	Pequeña (S)		Mediana (M)		Grande (L)	
	20 uds	5 uds	20 uds	5 uds	20 uds	5 uds
EUR 1	60762	60789	60763	60790	60764	60791
OTROS	60771	-	60772	-	60773	-

## Rapidez, estabilidad y éxito en NIV

AcuCare F1-4 forma parte de la gama de interfaces desechables de alta calidad para pacientes de ResMed para uso hospitalario. Diseñada para que el paciente se adapte rápidamente la ventilación no invasiva (VNI), la mascarilla AcuCare F1-4 es una mascarilla no invasiva con válvula anti asfixia integrada (VAA) para uso con circuito de rama única con puerto de exhalación en ventilación con fuga. Se utiliza con la opción 'Full face' (mascarilla facial) en los ventiladores ResMed.

Gama de mascarillas AcuCare: características principales

### Fácil de elegir

Cada mascarilla abarca una amplia gama de características y perfiles faciales, lo que facilita la selección. Las mascarilla es fácilmente identificable por su código de color y es compatible con los circuitos de ventilación comunes de los hospitales de todo el mundo, por lo que no es necesario adaptar o intercambiar piezas.

### Ajuste rápido y fácil


Arnés con tres puntos de ajuste que no se deshace al quitarla y sencillos clips para colocarla.

### Un sellado fiable

La tecnología exclusiva de las almohadillas de ResMed proporciona un sellado rápido y fiable que minimiza las fugas y reduce los puntos de presión, sin necesidad de soporte frontal.

### Ajuste para el éxito

La mascarillas AcuCare proporcionan un ajuste seguro y estable sin comprometer la comodidad del paciente (riesgo de marcas cutáneas), por lo que son más susceptibles de cumplir el tratamiento.



El codo transparente indica que la mascarilla contiene una VAA; puede usarse sin un circuito ventilado.



Talla	AcuCare F1-4 FFM (uso en mismo paciente hasta 7 días)					
	Pequeña (S)		Mediana (M)		Grande (L)	
	20 uds	5 uds	20 uds	5 uds	20 uds	5 uds
EUR 1	60765	60792	60766	60793	60767	60794
OTROS	60774	-	60775	-	60776	-

## Ajuste rápido, gran desempeño

Una mascarilla desechable y económica que se puede usar durante 7 días de ventilación no invasiva en entornos en que existe riesgo de contaminación entre pacientes.

### Almohadilla Mirage de doble membrana

Sellado y comodidad óptimos.

### Entrada de presión

Un solo puerto para medir la presión.

### Codo con giro 360°

Proporciona flexibilidad en la posición del tubo para tener libertad de movimiento.

### Clips para desconexión rápida del arnés

Permite quitarse el arnés sin necesidad de reajustarlo después.

### Arnés rápido de ajustar

Lo último en facilidad de ajuste.



Mascarilla facial hospitalaria (uso en un mismo paciente hasta 7 días)			
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
EUROPA	60700	60701	60702

Componente	Referencia
Arnés	(x10) 60710

## Ajuste rápido, gran desempeño

Una mascarilla desechable y económica que se puede usar durante 7 días de ventilación no invasiva en entornos en que existe riesgo de contaminación entre pacientes.

### Almohadilla Mirage de doble membrana

Sellado y comodidad óptimos.

### Entrada de presión

Un solo puerto para medir la presión.

### Codo con giro 360°

Proporciona flexibilidad en la posición del tubo para tener libertad de movimiento.

### Clips para desconexión rápida del arnés

Permite quitarse el arnés sin necesidad de reajustarlo después.

### Arnés rápido de ajustar


Lo último en facilidad de ajuste.

	<b>Mascarilla nasal hospitalaria</b> (uso en mismo paciente hasta 7 días)	
Talla	<b>Mediana (M)</b>	<b>Grande (L)</b>
EUROPA	<b>61104</b>	<b>61105</b>



Componente	Referencia
Arnés .....	(x10) ..... 61118





## Rapidez, estabilidad y éxito en HFOT

AcuCare HFNC forma parte de la gama de interfaces desechables de alta calidad de ResMed para pacientes hospitalarios. Las cánulas nasales para alto flujo (HFNC) AcuCare son intuitivas y fáciles de ajustar y mantienen su ajuste, proporcionando velocidad y estabilidad para optimizar la terapia de oxígeno de alto flujo (HFOT).

### Se ajusta en un momento gracias al innovador arnés de doble correa

El material flexible del arnés permite separar las correas para aflojar la presión y juntarlas para apretarlas.

### La combinación de armazón y arnés proporcionan gran estabilidad

El armazón estabiliza la cánula en el rostro y se adapta a una amplia gama de perfiles faciales.

### Confort incluso con altas presiones

Las entradas en los orificios nasales están modeladas para más comodidad del paciente.




AcuCare HFNC (20 uds) (uso en mismo paciente hasta 7 días)			
Talla	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)
UNIVERSAL	23003	23004	23005

**A tener en cuenta:** Estas cánulas nasales deben ser utilizadas para terapias de oxígeno de alto flujo, sistemas de humidificación de flujo de aire caliente y húmedo de  $\leq 37^{\circ}\text{C}$  y  $\leq 100\%$  r.h. Con un contenido máximo de oxígeno del 100%  $\text{O}_2$  y un flujo de hasta 60 l/min.







**ResMed**


**Bella™** Loops  
Mask accessories

## Arnés intercambiable con Swift FX

El arnés de la serie Swift™ FX Bella es totalmente intercambiable con Swift™ FX (ambas utilizan las mismas almohadillas y tubos) para aumentar el nivel de cumplimiento del cliente.



<b>Arnés Bella™ Loops</b>	
Arnés Bella (rosa)	<b>61581</b>
Arnés Bella (gris)	<b>61582</b>
Paquete arnés y arnés Swift FX (rosa)	<b>61580</b>
Paquete arnés y arnés Swift FX (gris)	<b>61583</b>



**ResMed**

**Gecko™**  
Nasal pad

El protector nasal Gecko es blando y se coloca sobre el puente de la nariz para:

- Reducir irritaciones y marcas en la piel
- Minimizar las fugas
- Mejorar la comodidad



	<b>Protector Gecko™</b>	
Talla	<b>Pequeña (S)</b>	<b>Grande (L)</b>
1 ud	<b>61912</b>	<b>61913</b>
10 uds	<b>61916</b>	<b>91917</b>



# CPAP Wipes

Mask accessories

Las toallitas de limpieza para CPAP de ResMed son la solución perfecta para limpiar rápida y fácilmente cualquier mascarillas o dispositivo CPAP.

Vienen en un cómodo envase con 62 toallitas para el uso diario del paciente en el domicilio. O en paquetes de 14 toallitas, perfecto para viajar.

Las toallitas CPAP de ResMed ayudan a mantener una buena higiene en casa y fuera de ella y además:

- son 100% algodón
- no contienen alcohol ni látex
- incorporan un detergente inodoro
- y aloe vera

*Solo para uso domiciliario*



Toallitas CPAP	
14 toallitas	<b>61919</b>
62 toallitas	<b>61918</b>



# Limpieza y cuidado

Una terapia efectiva se obtiene a través de una mascarilla limpia y bien cuidada. Una almohadilla sucia, la aparición de irritaciones en la piel o un arnés demasiado apretado hacen que el tratamiento sea menos efectivo y pueden hacer que el paciente se despierte durante la noche. Recomendamos limpiar la mascarilla con regularidad para garantizar la eficacia del tratamiento.

## A diario

- Lave a mano las tres piezas del sistema (almohadilla de silicona, codo, armazón, etc.) en agua jabonosa templada.
- No utilice jabones con perfumes añadidos. Recomendamos un jabón líquido normal o champú para bebés.
- Enjuague bien todas las piezas y déjelas secar al aire alejadas de la luz solar directa.

## Una vez a la semana

- Lave a mano el arnés en agua jabonosa templada.
- No utilice jabones con perfumes añadidos. Recomendamos un jabón líquido normal o champú para bebés.
- Enjuague bien todas las piezas y déjelas secar al aire alejadas de la luz solar directa.

## Precauciones

- No utilice soluciones que contengan vinagre, lejía, cloro, alcohol, aromas, agentes hidratantes, agentes antibacterianos o aceites esenciales para limpiar ninguna pieza del sistema o de los tubos. Estas soluciones pueden dañar y acortar la vida del producto.

- No exponga ninguna pieza del sistema o los tubo a la luz directa del sol, ya que podrían deteriorarse.
- No lave la mascarilla en el lavavajillas.
- No planche el arnés.

Si se aprecia alguna marca de deterioro en la mascarilla o en alguna pieza (grietas, marcas de desgaste, etc.), la mascarilla o la pieza en cuestión debe ser sustituida.



La almohadilla de viscolástica AirTouch F20 requiere diferentes forma de cuidado y mantenimiento. Se debe sustituir periódicamente. Si está sucia, limpie la almohadilla con una toallita de limpieza CPAP o similar y déjela secar.

**Importante: no moje la almohadilla.**



# Innovación técnica

## Tecnologías innovadoras en toda las mascarillas



### Almohadilla InfinitySeal™

- Las innovadoras almohadillas InfinitySeal proporcionan un soporte consistente para asegurar un sellado fiable, independientemente del tipo de rostro, presión de terapia o movimiento de la mascarilla.
- Grosor variable para mayor comodidad y estabilidad.
- Sus alas se adaptan a una gran variedad de tipos de rostro, curvándose conforme al perfil de cada usuario.



### Almohadilla ResMed UltraSoft™

- La almohadilla de material viscolático UltraSoft de ResMed se adapta al perfil facial de cada paciente, ofreciendo un excelente sellado y un alto nivel de comodidad.
- Debido a que la espuma es permeable, deja pasar una pequeña cantidad de aire. Esto contribuye a que la experiencia del sueño sea más natural sin afectar a la presión de terapia.



### Codo de liberación rápida

- La conexión y desconexión del codo es fácil y rápida gracias al mecanismo con pestañas de liberación rápida.
- El tubo se puede conectar a la mascarilla fácilmente con una sola mano.
- La rosca del codo permite una rotación de 360°. La articulación esférica de la AirFit F20 permite aún más libertad de movimiento.
- Gracias a su nivel de flexibilidad, puede tolerar cualquier posición al dormir, a la vez que mantiene el sellado y se evitan bloqueos y arrastres del tubo.



### Válvula antiasfixia (VAA)

- Garantiza la seguridad del paciente.
- Impide que se vuelva a respirar el CO<sub>2</sub> cuando se obstaculiza el flujo de aire.
- Integrada en todas las mascarillas faciales con fuga de ResMed.

# Innovación técnica

## Tecnologías innovadoras en todas las mascarillas



### Arnés elástico QuickFit™

- Su exclusivo diseño con doble correa proporciona estabilidad y ajuste con mínimo contacto facial. Disponible para AirFit P10



### Broches magnéticos

- Ponerse y quitarse la mascarilla es cómodo y fácil gracias a los broches magnéticos que permiten conectar el arnés al armazón en cuestión de segundos.
- Disponible para AirFit F20, AirFit N20 y AirTouch F20.



### Arnés SoftEdge™

- Los materiales son flexibles y transpirables, mejorando el confort y la sujeción.
- Suave para el rostro: hecho de materiales blandos con un perfil transversal redondeado que ayuda a reducir la marcas cutáneas y las molestias.
- El nuevo arnés adaptable está listo para ajustar y llevar.

# Innovación técnica



## Soporte frontal con alas flexibles

- Cómodo y ligero.
- Ajuste dinámico.
- El magnífico diseño del armazón elimina la necesidad de piezas adicionales.  
Disponibile para Mirage FX.



## Ventilación QuietAir™ para reducir el ruido

- La ventilación con difusor QuietAir minimiza el ruido y dispersa el aire exhalado suavemente para mantener la satisfacción del paciente y reducir la probabilidad de abandono.
- Disponible para las mascarillas AirFit F20 y AirTouch F20, que son las más silenciosas de ResMed, con un nivel de ruido de solo 21 dBA<sup>1</sup>.



## Armazón autoadaptable para AirFit N20 Classic

- La sujeción para la frente que incorpora el armazón adaptable proporciona estabilidad y ajusta la tensión de la mascarilla en función del movimiento.



## Tecnología Spring Air™

- La geometría de la almohadilla crea un efecto “muelle” y optimiza el sellado gracias a su elasticidad.
- Se adapta a los diferentes perfiles faciales y acomoda el movimiento durante el sueño, incluso el cierre de mandíbula.



## Mascarillas faciales, nasales y almohadillas nasales

**EUR 1:** Inglés (Reino Unido), francés, alemán e italiano (Suiza)

**EUR 2:** Inglés, danés, finés, estonio noruego y sueco

**EUR 3:** Inglés, checo, neerlandés (Bélgica), francés (Bélgica), alemán (Bélgica), griego, húngaro, italiano, polaco, portugués, ruso, eslovaco, español y turco

## Mascarillas faciales y nasales hospitalarias desechables

**OTROS:** Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, finés y sueco

## Mascarillas faciales hospitalarias desechables AcuCare

**EUR 1:** Inglés (Reino Unido), neerlandés, francés, español, portugués, alemán e italiano (Suiza)

**OTROS:** Inglés, danés, finés, noruego, polaco y sueco

## Cánulas nasales de alto flujo AcuCare

Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, neerlandés, sueco, noruego, finés, danés, griego, polaco y checo

La referencias son las mismas en todas las sedes de ResMed en el mundo.



**ResMed Ltd**  
1 Elizabeth Macarthur Drive,  
Bella Vista NSW 2153 Australia

**ResMed Germany Inc.**  
Fraunhoferstr. 16  
82152 Martinsried Alemania

**DISTRIBUYE:** Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web [www.resmed.com](http://www.resmed.com). AcuCare, AirFit, AirTouch, Bella, EasyClick, InfinitySeal, MicroFit, Mirage, Mirage Activa, Mirage Liberty, Mirage Quattro, Quattro, QuickFit, QuietAir, Pixi, ResMed UltraSoft, SoftEdge, Spring Air, Swift, Swift FX, Swift FX Bella, Swift FX Nano y Ultra Mirage son marcas comerciales y/o marcas registradas de la familia de compañías ResMed. Consulte [ResMed.com/ip](http://ResMed.com/ip) para obtener información sobre patentes. La disponibilidad del producto puede variar según las regiones. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. © 2017 ResMed Ltd. 1017258 2018 04