

PHILIPS

RESPIRONICS

DreamWear

Dulce Despertar

DreamWear: La sensación de no usar mascarilla*




Los pacientes pueden dormir como si no llevaran mascarilla

¿Les cuesta a sus pacientes encontrar una postura cómoda para dormir o tienen limitaciones con la posición del tubo de CPAP? DreamWear es una innovadora mascarilla diseñada para proporcionar a sus pacientes la libertad de dormir en la postura que deseen.



Lo mejor de las mascarillas nasales y olivas nasales

El diseño único de DreamWear ofrece muchas de las ventajas de ambos tipos de mascarillas, proporcionando mayor libertad de movimiento y una sensación de comodidad, como si no llevaran puesta ningún tipo de mascarilla.*



DreamWear forma parte de DreamFamily

DreamFamily es una innovadora tecnología de terapia de sueño, que incluye nuestro dispositivo para el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño: DreamStation. Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web en philips.es/saos

*Cuestionario 2015 de Philips sobre preferencias del usuario; datos de archivo.

**La mascarilla no está en contacto directo con el puente de la nariz ni las fosas nasales.

Mascarilla suave y flexible

Aporta un toque de suavidad a la cara del paciente

Conector giratorio en la parte superior de la cabeza

proporciona al paciente libertad de movimiento

Arnés ligero y fino



Fundas de tela

Aportan suavidad a la interfaz en contacto con la mejilla del paciente

Almohadilla nasal bajo la nariz

Evita la aparición de marcas rojas, molestias o irritación en las fosas nasales o el puente de la nariz**

**La mascarilla no está en contacto directo con el puente de la nariz ni las fosas nasales.

Información sobre el producto

El Pack Mediano incluye la mascarilla Dreamwear tamaño mediano y los 4 tamaños de almohadilla (S, M, L, MW).

El Fit Pack incluye los 3 tamaños de la mascarilla Dreamwear (Pequeño, Mediano, Grande) y los 4 tamaños de almohadilla (S, M, L, MW).

Mascarilla con arnés	Internacional ⁽²⁾	Global ⁽¹⁾
Mediano	1116720	1116700
Fitpack	1116696	

(1) Global: Alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués brasileño.

(2) Internacional: Alemán, árabe, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, hebreo, húngaro, inglés, italiano, kazajo, letón, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, turco, ucraniano.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Las especificaciones podrán modificarse sin previo aviso.

www.philips.com/respironics

Broudy CSP 4/18/16 MCI 4107294 PN 1127496

